



“克雷斯特”牌 超声波清洗机 “CREST” Ultrasonic Cleaner

美国
USA



T Control



HT Control



D Control

- 产品符合 FCC 要求及通过 ETL/CSA 规格
- 频率: 38.5 kHz
- 每型号都附有盖子
- 多项配件可供选购, 如不锈钢网, 盖子等
- 分为三个系列:
 - D 系列: 数字式电子控制加热温度(最高温度 80°C), 定时器(0-99 分钟) 及 Degas 功率调节
 - HT 系列: 机械式控制加热温度(最高温度 80°C) 及定时器(0-30 分钟)
 - T 系列: 机械式控制定时器(0-30 分钟)

规格 Specification

Model 型号			Tank Dimensions 内部尺寸(cm)	Overall Dimensions 外部尺寸(cm)	Capacity 容量 (liters)	Weight 重量(kg)	Sonic Power(Avg/Peak) 平均功率/最高功率 (Watt)
T 系列	HT 系列	D 系列					
175T	175HT	175D	14.6 x 13.3 x 10.2	15.9 x 14.6 x 22.9	1.75	3.6	45 / 135
275T	275HT	275D	23.5 x 13.3 x 10.2	24.8 x 14.6 x 22.9	2.75	4.5	90 / 270
575T	575HT	575D	29.2 x 15.2 x 15.2	30.8 x 15.9 x 27.9	6.75	8.2	135 / 405
690T	690HT	690D	49.5 x 14.0 x 15.2	51.6 x 14.6 x 27.9	10.5	9.1	180 / 540
950T	950HT	950D	29.2 x 24.1 x 15.2	30.8 x 24.8 x 27.9	10.5	9.1	180 / 540
1875T	1875HT	1875D	49.5 x 29.2 x 15.2	51.6 x 30.8 x 33.0	21.75	13.6	270 / 810
2800T	2800HT	2800D	49.5 x 29.2 x 20.3	51.6 x 30.8 x 38.1	29.5	15.9	360 / 1080

MENDA
THE PERFECT FINGERTIP PUMP

“敏达”牌 溶剂分配瓶 “MENDA” Solvent Dispensers

美国制造
Made in USA



美国“敏达”(MENDA)牌溶剂分配瓶, 头部及泵用优质不锈钢制成, 保证寿命长久, 瓶身用高密度聚乙烯(HDPE)制造, 对一般溶剂有抗蚀力, 使用时只需轻轻压下头部, 新鲜清洁的溶剂便会涌上位于头部的不锈钢浅碟中, 份量适中, 使用非常方便, 适合电子工业, 玩具工业及医疗等用途。

特性:

- 配置精准的阀门将未使用的溶剂密封于瓶内, 可预防溶剂溢出, 滴漏或产生过量的雾气, 使用溶剂分配瓶令操作人员更加安全舒适, 减少意外的发生。
- 每一次只涌出你所需用的溶剂份量, 消除因蒸发和满溢所造成的浪费。
- 不需扭除瓶塞或瓶盖, 可节省时间, 亦不需扶持瓶身, 可以单手操作, 增加工作效率。
- 涌上浅碟的溶剂不会再流回瓶中, 防止瓶内的溶剂受到污染。

单触标准泵型 One-Touch Standard Pumps

- 型号: 3314 4 oz. (约 125 毫升) 型号: 3316 6 oz. (约 188 毫升)
 型号: 3318 8 oz. (约 250 毫升)