

PHEP (HI 98107 型) 酸碱度计 pH Meter

- 价格低廉
- 量程: pH 0~14
- 最小读数: pH 0.1
- 准确度: \pm pH 0.1
- 细小轻巧, 175x41x23mm, 95g
- 电源: 4 x 1.5V 锂电池, 可操作约 700 小时
- 另有 PHEP+ (HI 98108 型), 具温度自动补偿



DIST 系列 电导度计/总溶解固体计 Conductivity Meter / TDS Meter

- 价格低廉
- 具温度自动补偿 0~50°C
- 准确度: \pm 2% 满量程
- 细小轻巧, 175x41x23mm, 95g
- 电源: 4 x 1.5V 锂电池, 可操作约 200 小时

| 型号 | 量程 | 最小读数 |
|------------------|------------|--------------|
| DIST1 (HI 98301) | 1999ppm | 1ppm(mg/L) |
| DIST2 (HI 98302) | 10.00ppt | 0.01ppt(g/L) |
| DIST3 (HI 98303) | 1999uS/cm | 1uS/cm |
| DIST4 (HI 98304) | 19.99mS/cm | 0.01mS/cm |



HI 8014 型 手持式酸碱度计 pH Meter

- 附 HI 1230B 型 酸碱度 pH 电极(1 米导线)
- 适合教学用途
- 具温度手动补偿 0~100°C
- 另购 HI 3230B 型电极可测试 氧化还原电位 ORP
- 量程: pH 0~14, ORP: \pm 1999mV
- 最小读数: pH 0.1/1mV
- 准确度: \pm pH 0.01/ \pm 1mV
- 尺寸 185x82x53mm, 265g
- 电源: 9V 干电池, 可操作约 100 小时
- 另有单独测量酸碱度 pH 型号 - HI 8010, 可供选购



HI 8733 型电导度计 Conductivity Meter

- 附 HI 76302W 型 电导度 Conductivity 电极(1 米导线)
- 具温度自动补偿
- 量程: 0.0~199.9uS/cm ; 0~1999uS/cm ; 0.00~19.99mS/cm ; 0.0~199.9mS/cm
- 最小读数: 0.1uS/cm ; 1uS/cm ; 0.01mS/cm ; 0.1mS/cm
- 准确度: \pm 1% 满量程
- 尺寸 164x76x45mm, 250g
- 电源: 9V 干电池, 可操作约 100 小时



HI 991001/HI 991002/HI 991003 型 广范围酸碱度计 Extended Range pH Meter

- HI 991001 附 HI1296D 电极(1 米导线), 可测试酸碱度 pH, 温度 Temp
- HI 991002 附 HI1297D 电极(1 米导线), 可测试酸碱度 pH, 氧化还原电位 ORP, 温度 Temp
- HI 991003 附 HI1297D 电极(1 米导线), 可测试酸碱度 pH, pH-mV, 氧化还原电位 ORP, 温度 Temp
- 特阔酸碱度 pH 范围
- 具温度自动补偿
- 尺寸 150 x 80 x 36mm 重量 210g
- 电源: 3 x 1.5V AA 电池, 可操作约 1500 小时

| 型号 | 测量范围 | 最小读数 | 精度 |
|-----------|----------------------|---------|--------------|
| HI 991001 | PH-2.00 to 16.00pH | 0.01 pH | \pm 0.02pH |
| | Temp-5.0 to 105.0 °C | 0.1 °C | \pm 1°C |
| HI 991002 | pH-2.00 to 16.00 | 0.01pH | \pm 0.02pH |
| | ORP(mV) \pm 1999mV | 1mV | \pm 2mV |
| HI 991003 | Temp-5.0 to 105.0°C | 0.1°C | \pm 1°C |
| | pH - 2.00 to 16.00 | 0.01 pH | \pm 0.02pH |
| HI 991003 | pH-mV \pm 825mV | 1mV | \pm 1mV |
| | ORP(mV) \pm 1999mV | 1mV | \pm 2mV |
| | Temp - 5°C to 105°C | 0.1°C | \pm 1°C |



HI991300/HI991301 型 水质检测仪 Combination Meter

- 附 HI 1288 探头(1 米导线)
- 可同时测试酸碱度 pH, 电导率 EC, 总溶解固体 TDS, 温度 Temp
- 防水, 符合 IP67
- 具温度自动补偿
- 尺寸 150 x 80 x 36mm, 重量 210 g
- 电源: 4 x 1.5V AAA 电池, 可操作约 500 小时

| 型号 | HI991300 | HI991301 |
|----------|-----------|--------------------------|
| 测量范围 | 酸碱度 pH | pH 0.00 to 14.00 |
| | 电导率 EC | 0 to 3999 uS/cm |
| | 总溶解固体 TDS | 0 to 2000 ppm (mg/L) |
| | 温度 Temp | 0.0 to 60.0°C |
| 精度, 最小读数 | 酸碱度 pH | \pm 0.01pH, 0.01pH |
| | 电导率 EC | \pm 2% 满量程, 1uS/cm |
| | 总溶解固体 TDS | \pm 2% 满量程, 1ppm(mg/L) |
| | 温度 Temp | \pm 0.5°C, 0.1°C |

