



“理音”牌 黏度计 “RION” Viscotester

日本
Japan



VT-04F

型号: VT-03F (低黏度用)
VT-04F (高黏度用)

- 一体式, 可单手使用
- 内置电池设计, 方便在任何地方使用
- 另有专用支柱及变压器可供选购



VT-04F 连 VA-04 支座
(VA-04 支座需另购)

型号	VT-03F	VT-04F
量程	四号转子: 2~33mPa-s 五号转子: 15~150mPa-s 三号转子: 50~300mPa-s	三号转子: 0.3~13dPa-s (用三号杯) 一号转子: 3~150dPa-s (用 JIS300ML 烧杯) 二号转子: 100~400dPa-s (用 JIS300ML 烧杯)
准确度	+/- 5% 量程	+/- 10% 显示读数
标准配件	A 杯 (Ø92 x 76mm) B 杯 (Ø92 x 76mm, 底部有 Ø30mm 孔)	三号杯 (Ø52.6 x 75mm) 转子延长棒 (总长 900mm [300mm x 3])
另选配件	VA-04 支座, VA-05 交流电转换器	
尺寸	98 x 181 x 40 毫米	
重量	570 克 (不含电池)	

单位换算: (VT-03F) 1mPa-s = 1 cP = 1/1000Pa-s; (VT-04F) 1dPa-s = 100Cp = 1P = 1/10Pa-s




“欧瑞康莱宝”牌 高质量真空设备 “OERLIKON LEYBOLD” Vacuum Equipment (本公司为香港地区代理商)

德国
Germany

TRIVAC B 系列双级油封旋片真空泵

- 内置油泵, 对泵腔进行强制润滑。因此可以在入口压强为大气压的情况下连续操作
- 内置自动防返油阀, 可在停泵时自动将进气口关闭, 防止返油
- 进气口和排气口有水平或垂直两种安装方式
- 极强的耐水蒸汽能力
- 泵腔内不含任何有色金属, 耐腐蚀。因此适合于半导体工业应用
- 抽速: 1.6m³/h
- 极限真空度: 10⁻⁴mbar (无气镇分压强), 2x10⁻³mbar (无气镇全压强), 5x10⁻³mbar (带气镇全压强)



SOGEVAC
单级油封旋片真空泵



TURBOVAC 系列
陶瓷轴承涡轮分子泵



COMBIVAC / IONIVAC
真空测量仪表

香港科學儀器社有限公司
Che Scientific Co. (Hong Kong) Ltd.
Tel: (852) 2481 1323
Fax: (852) 2418 1302

浙江科通儀器有限公司(杭州)
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Hangzhou)
Tel: (86 571) 8729 7500
Fax: (86 571) 8729 7511

浙江科通儀器有限公司(廣州)
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Guangzhou)
Tel: (86 20) 8108 9804
Fax: (86 20) 8108 4925

上海香科儀器貿易有限公司
Shanghai Xiang Ke Scientific Trading Co. Ltd.
Tel: (86 21) 6248 6170
Fax: (86 21) 6248 0647