

Laboratory Equipment 实验室设备



“RUMED”牌 湿度温度环境测试柜 “RUMED” Climate Test Cabinets

德国制造
Made in Germany



4001 / 4401
(不包括支架)



4101 / 4501




可另购可编程控制器, 最多可作 70 级的设定 (需于订购时选定)
Optional Programmable Controller, maximum 70 steps



4201 / 4601



4301 / 4701



规格 Specification

型号 Model	4001	4101	4201	4301	4401	4501	4601	4701
温度 Temperature:								
范围 Range	0 ~ +60°C				-20 ~ +60°C			
误差 Deviation	±0.5°C							
升温率 Heat-up Rate	1°C / min							
降温率 Cooling Rate	1°C / min							
相对湿度 Relative Humidity:								
范围 Range %	20-95%							
误差 Deviation	±3%							
容量 Capacity	210L	350L	210L	1060L	210L	350L	210L	1060L
内部尺寸 Interior Dimensions W x D x H (mm)	610 x 585 x 600	610 x 585 x 990	610 x 585 x 1500	1220 x 585 x 1500	610 x 585 x 600	610 x 585 x 990	610 x 585 x 1500	1220 x 585 x 1500
外部尺寸 Exterior Dimensions W x D x H (mm)	730 x 1025 x 1120	730 x 1025 x 1600	730 x 1025 x 2105	1460 x 1025 x 2105	730 x 1025 x 1120	730 x 1025 x 1600	730 x 1025 x 2105	1460 x 1025 x 2105
净重 Net Weight	90kg	130kg	150kg	260kg	95kg	135kg	160kg	280kg
层架 Shelves	2	3	3	6	2	3	3	6
供电 Electrical	230/50Hz							
附加功能 Options	(1)扩大温度下限至-30°C (2)扩大温度上限至 80°C (3)扩大湿度下限至 10%RH (4)风扇转速控制 (5)可编程控制器 (6)2-channel 数据记录器 (7)45mm 接入口 (8)滚轮							

香港科学仪器社有限公司
Che Scientific Co. (Hong Kong) Ltd.
Tel: (852) 2481 1323
Fax: (852) 2418 1302

浙江科通仪器有限公司(绍兴)
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Shaoxing)
Tel: (86 575) 8812 0560
Fax: (86 575) 8812 0561

浙江科通仪器有限公司(广州)
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Guangzhou)
Tel: (86 20) 8130 7388
Fax: (86 20) 8108 4925

上海香科仪器贸易有限公司
Shanghai Xiang Ke Scientific Trading Co. Ltd.
Tel: (86 21) 6248 6170
Fax: (86 21) 6248 0647