


HG Series 高级型高压灭菌器 Advanced Autoclaves

- 只须一按键便可以开/关及锁定自动门盖 Automatic opening, closing and locking of the lid with ONE button
- 设有冷却装置可减少降温时间 Built-in forced cooling unit for shorter cooling time
- 消毒时所产生的蒸气会进入水槽转为水份, 减少排出的蒸气及气味 Improvement of working environment by converting steam into drain liquid
- 标准的消毒程序及琼脂处理程序 Standard sterilization mode plus the process mode for agar dissolution
- 标准附有不锈钢网篮 Stainless steel wire Mesh Baskets as standard
- 可另外配置打印机, 温度传感器, 自动供水装置 Optional printer, floating sensor, automatic water supply are available



HG-113

HG-50



不锈钢网篮



自动门盖


规格 Specification					
型号 Model	有效容积 Effective capacity	炉膛尺寸 Chamber size (dia. x D mm)	外部尺寸 Outer dimension (W x H x D mm)	最高消毒温度 Max. steril. temp. (°C)	重量 Net weight (kg)
HG-50	50.2L	364 x 482	455 x 890 x 691	135	52
HG-80	76L	364 x 730	455 x 1030 x 691		73
HG-113	108L	500 x 552	686 x 930 x 870		137
HG-133	129L	500 x 656	686 x 1034 x 870		145

HV Series 高压灭菌器 Autoclaves

- 电子机械式门锁系统使工作更安全更方便 Electromechanical door lock system for higher safety and convenience
- 标准的消毒程序及琼脂处理程序 Standard sterilization mode plus the process mode for agar dissolution
- 标准附有不锈钢网篮 Stainless steel wire Mesh Baskets as standard
- 可另外配置打印机, 温度传感器, 自动供水装置及冷却装置 Optional printer, floating sensor, automatic water supply and cooling unit are available



附加配件



温度传感器 打印机 自动供水装置 冷却装置

规格 Specification					
型号 Model	有效容积 Effective capacity	炉膛尺寸 Chamber size (dia. x D mm)	外部尺寸 Outer dimension (W x H x D mm)	最高消毒温度 Max. steril. temp. (°C)	重量 Net weight (kg)
HV-25	25L	240 x 550	480 x 950 x 460	126	41
HV-50	50L	300 x 710	510 x 1040 x 530	135	57
HV-85	85L	420 x 615	660 x 1000 x 650		71
HV-110	110L	420 x 795	660 x 1180 x 650		81

HVE & HVA 经济型高压灭菌器 Economic Autoclaves

- 主要特点与 HV 消毒炉相同, 但没有琼脂处理程序及额外配件可选配 Feature similar to HV series but WITHOUT the process mode for agar dissolution and NO optional accessories are available
- 标准附有不锈钢网篮 Stainless steel wire Mesh Baskets as standard
- HVA 型号设有冷却装置可减少降温时间 HVA model with forced cooling unit for shorter cooling time



规格 Specification					
型号 Model	有效容积 Effective capacity	炉膛尺寸 Chamber size (dia. x D mm)	外部尺寸 Outer dimension (W x H x D mm)	最高消毒温度 Max. steril. temp. (°C)	重量 Net weight (kg)
HVE-50	50L	300 x 710	510 x 1040 x 530	135	57
HVA-85	85L	420 x 615	660 x 1000 x 650	123	78
HVA-110	110L	420 x 795	660 x 1180 x 650		85

Laboratory Equipment 实验室设备

HMC HIRAYAMA

“平山”牌 高压灭菌器 及 配件
“HIRAYAMA” Autoclaves and Accessories

日本制造
Made in Japan


HPM-16 手提式高压灭菌器 Portable Autoclaves

- 附有烘干功能 With Drying Cycle
- 适合用于消毒手术刀, 剪刀, 医用纱布, 棉花等 Suitable for sterilize small object like scalpel, scissors, gauze, cotton, etc.
- 体积小少连手柄 Small size with handle



规格 Specification					
型号 Model	有效容积 Effective capacity	炉膛尺寸 Chamber size (dia. x D mm)	外部尺寸 Outer dimension (W x H x D mm)	消毒温度 steril. temp. (°C)	重量 Net weight (kg)
HPM-16	6L	160 x 310	324 x 292 x 522	121 / 135	12

高压灭菌器专用不锈钢篮, 桶, 鼓形圆桶 Stainless steel baskets, buckets, dressing drums for autoclave



Mesh Baskets
不锈钢网篮



Buckets
不锈钢桶



Dressing Drums
不锈钢鼓形圆桶



Bottomed Baskets
不锈钢篮(高身型)



美国 MADGETECH 温度数据采集器 (适用于高压蒸气消毒)

- SUS316 不锈钢外壳, 防水, 耐压设计
- 耐高温, 最高温度 140°C
- 需配合 IFC400 USB 连接线及专用软件下载及分析数据
- 可另购 NIST 证书

规格 Specification	
型号 Model	HiTemp140-1
传感器 Sensor	100 ohms Platinum RTD
温度范围 Range	-40~+140°C
最小读数数值 Resolution	0.01°C
准确度 Accuracy	±0.4°C
数据传输速率 Baud Rate	125000
记忆 Memory	32700
工作环境 Operation Environment	-40~+140°C, 0~100%RH



HiTemp140-1



MADGETECH 4 分析软件
Software for data collection and analysis

消毒袋 Autoclave Bag

消毒袋上印有 biohazard 标示及说明, 121°C 消毒使用

Autoclave bag print with biohazard symbol and instructions, for 121°C

BWY200 300x600mm 100/PK
BWY204 610x910mm 100/PK



消毒指示胶贴 Autoclave Tape

适合蒸气消毒使用, 胶纸上化学品蒸气消毒后会转为黑色

After exposure to steam sterilization, the color strip turn black

12986976 18mm width x 55m (L)



消毒袋扣 Bag Clips

独特设计可紧扣袋口又可排出袋内压力

Special design can hold the bag neck close but still allow the release of internal pressure.

11382154 100/PK



除味剂 Autoclave Deodorizers

用作中和消毒时所产生的气味

Use to neutralize the pungent malodors when autoclaving organic matter

50564 100/BOT



香港科学仪器社有限公司
Che Scientific Co. (Hong Kong) Ltd.
Tel: (852) 2481 1323
Fax: (852) 2418 1302

浙江科通仪器有限公司(绍兴)
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Shaoxing)
Tel: (86 575) 8812 0560
Fax: (86 575) 8812 0561

浙江科通仪器有限公司(广州)
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Guangzhou)
Tel: (86 20) 8130 7388
Fax: (86 20) 8108 4925

上海香科仪器贸易有限公司
Shanghai Xiang Ke Scientific Trading Co. Ltd.
Tel: (86 21) 6248 6170
Fax: (86 21) 6248 0647