

冷冻式循环水浴箱 Refrigerated Circulating Baths

- ▶ 节省空间直立式设计，只占 1 平方呎，水浴箱容量为 7 公升
- ▶ 设超温及低水位安全断路器
- ▶ 另有 15 公升、20 公升、28 公升、45 公升可供选择

温控器型号 Temp. Controller	Performance Digital	Advanced Digital	MX
订货号 Order Code	PD07R-20-A12E	AD07R-20-A12E	MX07R-20-A12E
温度范围 Temp. Range	-20°C~200°C	-20°C~200°C	-20°C~135°C
温度稳定性 Temp. Stability	± 0.005°C	± 0.01°C	±0.07°C
数据输出 Data Output	RS/USB/Ethernet	RS/USB/Ethernet	None
显示 Readout	4.3" Color LCD	3.75" Touch LCD	3.25" LCD
最大输出水流量 Max, Pressure Flow Rate	Variable speed 20.1 L/min	Variable speed 20.1 L/min	Single-speed 12.8 L/min
最大输入水流量 Max, Suction Flow Rate	Variable speed 14.7 L/min	Variable speed 14.7 L/min	N/A
工作空间 Working Access	15.7(L) x 14.2(W) x 12.7(D) cm		
尺寸 Dimensions	54.1(L) x 22.1(W) x 61.7(H) cm		



Performance Digital



Advanced Digital



MX

校准浴槽 Calibration Baths

- ▶ 最高可容纳 6 个温度测量设备
- ▶ RS / USB / Ethernet 等多种数据输出
- ▶ 具有实时时钟和事件提醒功能
- ▶ 浴槽盖上有直径 3.4 和 6mm 的开口各 2 个
- ▶ 可调节水泵速度
- ▶ 可显示校准温度至 1/1000°C
- ▶ 最长可查看 10 天的温度趋势

温控器型号 Temp. Controller	Performance Digital	
订货号 Order Code	PD15RCAL-A12E	PD15HCAL-A12E
温度范围 Range	-30° C to 200°C	10° C to 200°C
浴槽容量 Capacity	15 公升	
温度稳定性 Stability	± 0.005°C	
显示 Readout	4.3" SmartTouch LCD 显示屏	
尺寸 Dimensions	54.1(l) x 21.1(w) x 77.5(h) cm	54.1(l) x 21.1(w) x 61.7(h) cm



6000P 系列 冷水机 Refrigerating Chillers

- ▶ 超大数字显示器
- ▶ 温度和压力/流速读出装置
- ▶ 低流量报警
- ▶ 高低温报警
- ▶ 一触式温度控制
- ▶ 静音运行
- ▶ 维护简单
- ▶ 配备容积式泵

型号 Model	6206P	6306P	6506P	6706P	6106P
订货号 Order code	6250P21A130P	6350P21A130P	6550P21A130P	6750P41A130P	6150P41A130P
冷却能力 @20°C (W) Cooling Capacity	800	1280	1775	2250	2750
流速 Flow Rate	3.8 L/min			15.2 L/min	
温度范围 Range	-10°C ~ 40°C				
稳定性 Stability	± 0.1°C				
容量 Reservoir Capacity	4.2 liters				
尺寸 Dimensions	70.2(l) x 36.8(w) x 57.5(h) cm				
出/入水接口 Inlet/ Outlet	1/2 inch female NPT, Supplied with 1/2 in. and 5/8 in. hose barb adapters				
泵压力 Pump Pressure	20 ~ 100 PSI (可调)				



▽ PolyScience “波利赛斯”牌 循环水浴及水浴槽 “POLYSCIENCE” Circulator & Water bath

美国制造
Made in USA

配备 MX 型温度控制器的不锈钢开放式浴槽系统 Stainless Steel Open Bath Systems with MX Temperature Controller

- 工作温度：室温加 10°C ~ +135°C
- 温度稳定性：±0.07°C
- 6 升、10 升、20 升或 28 升蓄水池
- 带盖的可选冷却盘管开口（10 升、20 升和 28 升型号）
- 外部循环功能
- 包括浴槽盖
- DuraTop™ 绝热、耐腐蚀台面

蓄水池尺寸 Reservoir Size	6 公升	10 公升	20 公升	28 公升
最高温度 Maximum Temp.	150°C	150°C	150°C	150°C
工作空间 Working Access	3.9x4.3x6" 10x11x15.2cm	3.9x10.1x6" 9.9x25.5x15.2cm	10.4x9x6" 26.4x22.8x15.2cm	10.1x8.4x8" 25.7x21.4x20.3cm
整体尺寸 Overall Dimensions	13.4x8.1x16" 34x20.6x40.6cm	13.9x13.5x16" 35.3x34.2x40.6cm	20.9x13.5x16" 53.1x34.2x40.6cm	20.9x13.5x18" 53.1x34.2x45.7cm
订货编号 Part Number (240V AC/50Hz)	MX06S135-A12E	MX1S135-A12E	MX20S135-A12E	MX28S135-A12E



6L

10L



20L

28L

大肠菌浴槽 Coliform Bath

240VAC, 50Hz: MX28C135-A12E

- 温度范围：室温 +10° 到 135°C
- 温度稳定性：±0.07°C
- 是大肠菌和大肠埃希氏菌测试的理想之选。
- MX 温度控制器
- 大浴槽开口
- 具有铰链透明三角盖的 28 升蓄水池
- 大尺寸 LCD 显示屏，数据易读取
- DuraTop™



振荡水浴槽 Shaking Water Baths

- 可供 20 到 28 升 PolyScience 通用水浴槽使用
- 用户可选择和可调整的圆形轨道式（2mm 到 12mm 直径）运动
或往复式（2mm 到 12mm 行程长度）运动
- 振荡速度可调（30 至 180 rpm）

蓄水池 Reservoir	20 公升 振荡器/浴槽	20 公升 振荡器/浴槽	20 公升 振荡器/浴槽	20 公升 振荡器/浴槽
温度控制器 Temp. Controller	数码 Digital		模拟 Analog	
部分编号 240VAC/50Hz Part Number	WDS20A12E	WDS28A12E	WAS20A12E	WAS28A12E

适用浴槽尺寸 Fits Bath Size	20 公升	28 公升
平台尺寸 Platform Dimensions	17.5 x 26.25 x 16.5" 44.5 x 66.7 x 42cm	17.5 x 26.25 x 18.5" 44.5 x 66.7 x 47cm
订货编号 Part Number (240V AC/50Hz)	040673	040677

