

日本 SKK 照明工作放大镜，对物品进行放大微细检查时，无论从点到线及面都能全面地发挥显著的效果，用途广泛，品质卓越，使用方便，价格合理，深受欢迎。

日本制高倍率广视野的照明工作放大镜，具环形日光灯，并可依据工作需要，选择合适的机种，也可换不同倍数的交换镜片(由 2 倍至 15 倍共有 8 种)。

- 特性：
- 倍率大而且可看到尽可能大的视野，为了消除宽阔视野的球面差、色差，采用了高倍率大口径 2 至 6 片组构成的透镜。
  - 与显微镜比较，使用方法自由度大，不但具有放大镜的长处，放大倍数也接近显微镜。
  - 有 8 种放大倍数，根据观察物的情况来选择。



**台架式 Table Stand Type**  
型号: SKK-B / □X\*

- 台架式具上灯 (圆形光管)
- 全长：350 毫米
- 支柱：230 毫米
- 横棒：140 毫米
- 底座：180 x 190 (295) 毫米
- 透镜外壳：230 毫米
- 重量：2.7 千克 (不包镜片)
- 电源：220V 50Hz A.C.



**自由杆臂式 Free Arm Type**  
型号: SKK-F / □X\*

- 自由杆臂式具上灯(圆形光管)
- (紧固台安装式。在检查、设计、作业等多用途工作中能任意使用)
- 杆臂尺寸：1000 毫米
- 重量：3.7 千克 (不包镜片)
- 电源：220V 50Hz A.C.



**具上下灯式 Light Box Type**  
型号: SKKL-CL / □X\*

- LED 照明灯，省电、寿命长
- 台架式具上灯及下灯 (选择开关)
- 连支柱高：340 毫米
- 支柱至透镜中心点：190-278 毫米
- 底座尺寸：340 x 353 x 60 毫米
- 重量：3.2 千克 (不包镜片)
- 电源：220V 50Hz A.C.

\* 注：□ 内为镜片之倍数，如选择 4 倍镜片，型号即为 SKK-B/4X

交换镜片 Interchangeable Lens System (适用于 SKK-B、CL、F 及 SKKL、ENVL 系列，可单独购买)

倍率 (约)	2X	3X	4X	6X	8X	10X	12X	15X
透镜直径	130 毫米	130 毫米	130 毫米	105 毫米	85 毫米	85 毫米	90 毫米	70 毫米
透镜组成	1 镜	1 镜	2 镜	2 镜	3 镜	4 镜	5 镜	6 镜
照明方法	22 瓦圆形日光灯 (SKK-B 及 SKK-F 系列)							

辅助镜：置于标准 2 倍的照明工作放大镜镜面上，放大率即可增至 4 倍

# Optical Instruments 光学仪器

**OTSUKA 大塚**

“大塚”牌 LED 照明工作放大镜  
**“SKK” LED illuminated Magnifiers**

日本制造  
**Made in Japan**

## ENVL 可调光暗照明工作放大镜

特点：可无段调控光暗度，100-50%



**ENVL-B**  
座台式

## SKKL 照明工作放大镜 (不可调光暗)

特点：售价合理，价格接近传统光管型号



**SKKL-F** 长臂式  
(臂长 1000mm)

- 提供各种倍数交换光学镜片：2X、3X、4X、6X、8X、10X、12X 及 15X
- LED 照明灯，估计寿命为 40,000 小时(不保证)
- 节省能源 55%
- 电压：10W，200-240V 50Hz AC

可供应各种型号

A	CF	F	D	MS	ST	B
台式附显显微镜	短臂式 (臂长 600mm)	长臂式 (臂长 1000mm)	固定台式	磁座式	高支杆附台夹	座台式


## O-LIGHT III-LED – 6500K LED 照明灯方形镜片放大镜

特点：

- LED 照明灯色温为 6500°K，接近日光
- 功率只有 8W
- 光度调校 100-50%
- 自由杆臂式，使用方便
- 光学镜片尺寸：144 x 108mm



可选互换方形光学镜片  
 2X、3.5X、2X AR、3.5XAR  
 注：AR 镜片是多层镀膜



2X

3X

香港科学仪器社有限公司  
 Che Scientific Co. (Hong Kong) Ltd.  
 Tel: (852) 2481 1323  
 Fax: (852) 2418 1302

浙江科通仪器有限公司(绍兴)  
 Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Shaoxing)  
 Tel: (86 575) 8812 0560  
 Fax: (86 575) 8812 0561

浙江科通仪器有限公司(广州)  
 Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Guangzhou)  
 Tel: (86 20) 8130 7388  
 Fax: (86 20) 8108 4925

上海香科仪器贸易有限公司  
 Shanghai Xiang Ke Scientific Trading Co. Ltd  
 Tel: (86 21) 6248 6170  
 Fax: (86 21) 6248 0647