

NTR-1000 Dissolution Tester 溶出试验器

- 符合JP, USP标准
- 尚有其它3旋转轴及6旋转轴型号, 欢迎查询

| Specification 规格 | |
|---|--|
| Model 型号 | NTR-1000 (旋转轴数目: 1) |
| Rotation Setting 转速设定 | 以度盘无段变速 |
| No. of Rotation 转速范围 | 每分钟10至250转 (±1%±1数字) |
| Drive Motor 驱动马达 | 无刷直流马达 输出: 10瓦 |
| Vertical motion of drive unit 驱动器的垂直运动 | 手动 |
| Shaft attachment / detachment 旋转轴的固定与拆卸 | 单触式 |
| Shaft diameter 旋转轴直径 | 直式10毫米直径 (附有锁销) |
| Constant Temp. Water Bath 恒温水浴箱 | 水浴箱与使用的驱动器分隔 加热器: 0.3千瓦 搅动: 磁力搅拌器 温度控制器: 液压式 温度范围: 室温+5至60℃ 温度精度: ±0.5℃以内 |
| Power 电源 | 220V AC, 50Hz |



NTR-1000

TFT-120 Friabilator 磨损度试验器

- 用作测试未包装药片之物理强度, 仪器内模拟药片在运输途中、使用时所受的机械式震荡, 磨损, 而得知药片是否能完整送到客人手上
- 符合JP Forum Vol.6 No.4 15 (1997), USP23标准

| Specification 规格 | |
|---------------------|----------------------|
| Model 型号 | TFT-120 |
| No. of Drum 旋转鼓数目 | 1 或 2 个 |
| Drum Size 旋转鼓尺寸 | 直径287mm, 深38mm |
| Rotation Speed 转速范围 | 每分钟25转±0.25 |
| Drive Motor 驱动马达 | 2W Synchronous Motor |
| Power 电源 | 220V AC, 50Hz |



TFT-120 (2 Drums)

NT-20HS Disintegration Tester 崩解试验器

- 符合JP, USP标准
- 尚有其它1篮, 4篮或6篮型号, 欢迎查询

| Specification 规格 | |
|---------------------------------|--|
| Model 型号 | NT-20HS |
| No. of Baskets 篮子数目 | 2 |
| Description 说明 | 有无段变速器和累积定时器 |
| Vertical Movement 垂直运动 | 振幅: 55毫米, 垂直搅动: 每分钟5-50次 |
| Drive Motor 驱动马达 | 30瓦无刷直流马达 |
| Constant Temp. Water Bath 恒温水浴箱 | 内置加热器: 600瓦(0.3千瓦X2组) 搅动: 磁力搅拌器 温度控制器: 数字式(E5CW) 传感器: PT100 Ω 铂测温体 温度范围: 室温至50℃(精度±0.2℃) |
| Dimensions 外形尺寸(毫米) | 470(W) x 555(H) x 325(D) |
| Power 电源 | 220V AC, 50Hz |



NT-20HS